

11170 VATION

LA LANOLINE VÉGÉTALE

Soin mamelons sensibles

Allaiter en toute sécurité est souvent le leitmotiv des mamans.

Pourtant, l'allaitement n'est pas toujours un jeu d'enfant et certains désagréments peuvent virer au cauchemar.

Parmi eux, les mamelons irrités et les crevasses...

DODIE propose une solution 100% végétale qui limite les risques pour le nourrisson!



EFFICACITÉ PROUVÉE

MOINS ALLERGÈNE
ET PLUS SÛRE POUR BÉBÉ,
LE SOIN MAMELONS SENSIBLES
AIDE À POURSUIVRE L'ALLAITEMENT
EN TOUTE SÉCURITÉ!



Allaitement

LANOLINE VÉGÉTALE



Soin mamelons sensibles

Sensitive nipples care

Hypoallergénique Hypoallergenic

Hydrate, protège et répare Moisturise, protect and repair

> Sans parfum Fragrance-free

Inutile de rincer avant la tétée



- Soin 100 % d'origine naturelle et végétale
- Hydrate, protège et répare
- Formule hypoallergénique à base de beurre de karité
- Testé et approuvé par les sages-femmes
- Inutile de rincer avant la tétée



Mise en vente à partir de SEPTEMBRE 2016 dans les pharmacies et parapharmacies et magasins de puériculture.

Tube 40ml / Prix de vente conseillé : 14€ - Code ACL : 6016931



CHEZ DODIE, L'ALLAITEMENT RIME AVEC INNOVATION, INGÉNIOSITÉ ET SIMPLICITÉ, AVEC UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES...

L'allaitement aujourd'hui est une préoccupation de santé publique soutenue par les professionnels de santé.

- I'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois
- Fortement recommandé en maternité notamment par les sages-femmes
- Un vrai besoin aux bienfaits naturels



Contact presse: ANNE FRANCE BASLY - CRÉATEUR D'ÉTINCELLES annefrance.basly@createurdetincelles.com - Tel: 06 45 29 30 69





TOUTE DOUCE, ELLE ACCOMPAGNE BÉBÉ DÈS 6 MOIS!

Spécialement conçue pour s'adapter aux bébés à partir de 6 mois, elle offre 2 atouts :

- À chaud, elle apaise les maux de ventre du bébé.
- À froid, elle soulage les petits bobos et apaise la fièvre.

COMMENT FAIRE?

Pour une utilisation à chaud, glisser la pochette gel au micro-ondes pendant 5 secondes. Une fois chaude, insérer la pochette gel dans sa housse doudou et tester la température sur son avant-bras. C'est prêt!

Pour une utilisation à froid, placer la pochette gel 2 heures au réfrigérateur ou 1 heure au congélateur, puis l'insérer dans sa housse doudou et tester la température sur son avant-bras.

2 JOLIS DÉCORS
TOUT SIMPLES
AU CHOIX
QUI CONTIENNENT
UNE POCHETTE GEL





Contact presse: ANNE FRANCE BASLY - CRÉATEUR D'ÉTINCELLES annefrance.basly@createurdetincelles.com - Tel: 06 45 29 30 69



